

HygoRec



**Gesamtlösung
für eine hygienische
und optimierte
Abfall-Bewirtschaftung**

Gesamtlösung für eine hygienische und optimierte Abfall-Bewirtschaftung




Hygofresh: Neutralisierung unhygienischer Abfälle

Der Abfallsammler **Hygofresh** neutralisiert Gerüche, Viren und Keime - und das ohne Chemie!
Er nutzt das Prinzip der elektrischen Entladung. Gerüche werden durch Aktivsauerstoff neutralisiert.
Dank Aktivsauerstoff neutralisiert der **Hygofresh** über 99 Prozent der Schimmelpilze, Keime, Viren und Gerüche im Inneneimer.
Mit dieser weltweit einzigartigen Eigenschaft steigert der Abfallsammler das Wohlbefinden der Anwender.



Hygopac: Einpacken unhygienischer Abfälle

Die Abfallsammler **Hygopac** verpackt unhygienische Abfälle aller Art vor allem aus der Pflege, aber auch aus andere Branchen wie Labors und Gastronomie in Säcke.
Durch das Endlos-Sacksystem können die Säcke nach Bedarf abgebunden werden, wodurch Geruchsemissionen verhindert werden.
Dazu können die abgebundenen Säcke problemlos zwischengelagert werden, ohne dass es zu Geruchsemissionen kommt und es werden Abfallsäcke eingespart, da nicht mehr halbvolle Säcke entsorgt werden.



Hygosafe: Einschweissen unhygienischer Abfälle

Mit dem **Hygosafe** können unhygienische und kontaminierte Stoffe wie Inkontinenzabfälle, Mullbinden und Verbands- und Labormaterialien in kleine Säcke flüssigkeits-, Bakterien- und geruchsdicht eingeschweisst werden.
Der **Hygosafe** ist stromunabhängig und fahrbar und kann somit vom Pflegepersonal direkt am Einsatzort genutzt werden.
Die **Hygosafe** ist mit Abstand die günstigste Lösung für diese Einsatzfälle und gehört in jedes Alters- und Pflegeheim.



Hygocare: Einschweissen unhygienischer Abfälle

Der **Hygocare** dient der schnellen und hermetischen Verpackung kontaminierter Abfälle in Pflegeeinrichtungen, Spitäler, Arztpraxen, biologischen Labors usw. (stromunabhängig!)
Seine Verwendungsmöglichkeiten sind vielseitig und erstrecken sich über die Verpackung von Inkontinenzabfällen über kontaminierte Tupper, Mullbinden und Verbands- und kontaminierten Labormaterialien.
Der **Hygocare** unterbindet unangenehme Gerüche **unmittelbar an der Anfallstelle** und eine Kontaminationsgefahr wird dadurch eliminiert.



Hygovac: Vakuumieren unhygienischer Abfälle

Unhygienische Abfälle wie Windeln, Verbände, kontaminierte Verpackungen usw. werden durch den **Hygovac** mittels Vakuumierung um rund 50-60 % volumenreduziert und in einen Foliensack eingeschweisst. Die zwangsgeführte Luftaufbereitung erfolgt über einen einzigartigen Hygienefilter und verhindert weitgehend den Austritt von Erregern und Keimen.
Um eine höchstmögliche Abtötung von Viren zu erreichen ist der **Hygovac** nebst Geruchsfilter zusätzlich mit einem Bakterienfilter ausgerüstet.



Umtech Umwelttechnik

8842 Unteriberg

Tel. 044 786 14 14

www.hygo-rec.ch - info@umtech.ch

Umtech